

Quick-Start-Guide - x.comfort & labGate #connect





Wählen Sie einen Patienten für Ihren Laborauftrag aus.

In der oberen Menüleiste Klicken Sie auf den "Formulare 1" UND anschließend auf das Formular "L1 Überweisung Labor".




Es öffnet sich der Muster 10 Anforderungsschein für Laboratoriumsmedizin.

Wählen Sie nun den Button "Drucken". Anschließend öffnet sich eine Warnmeldung. Hier wählen Sie den Button "ign." Und betätigen anschließend erneut den Button "Drucken".

In der Taskleiste (rechts unten) zeigt labGate #connect den Datenerhalt an.



 $\left(\mathbf{1}\right)$



labGate #web öffnet sich für Ihre Auftragsbearbeitung. Wählen Sie durch Klicks Ihre Anforderungen aus.

Wählen Sie zwischen folgenden Buttons aus:

Speichern Sie Ihren Auftrag für eine zukünftige Blutentnahme ab. Der Auftrag kann terminiert werden. Sie können diesen Auftrag jederzeit bearbeiten, solange bis Sie auf Drucken und Abschließen klicken.

☑ Drucken und Abschließen

Nach Bestätigung dieses Buttons schließen Sie Ihren

5

Laborauftrag ab. Es werden die erforderlichen Barcodes und der Laborauftragsschein gedruckt.

a Stornieren

Sollten Sie z.B. versehentlich einen falschen Patienten gewählt haben,

können Sie durch Wahl des Buttons "Stornieren" den Auftrag abbrechen.

Je nach Konfiguration wird der Druck der Dokumente und Etiketten veranlasst.

labGate #web wird geschlossen.

Nach Auswahl des Buttons bestätigt labGate #connect in der Taskleiste (rechts unten) den Erhalt der Auftragsdaten.

Daten von labGate für Patient Mustermann, Manfred (01.01.1971) erhalten.

6

Quick-Start-Guide - x.comfort & labGate #connect



Labor Rückimport:


Auftragsnummer: 9199990628, CRP,

Der Rückimport geschieht in x.comfort automatisch.

Befundansicht:



Durch Betätigung der "F6" Taste auf Ihrer Tastatur öffnet sich die Maske "Externe Programme". Wählen Sie hier aus der Liste "labGate Befundauskunft" aus und bestätigen Sie mit dem Button "OK". Es werden zu dem Patienten sofern welche existieren die gespeicherten Befunde in labGate #web angezeigt.



Auftragsliste:



Durch Betätigung der "F6" Taste auf Ihrer Tastatur öffnet sich die Maske "Externe Programme". Wählen Sie hier aus der Liste "labGate Auftragsliste" aus und bestätigen Sie mit dem Button "OK". Es werden zu dem Patienten sofern welche existieren die gespeicherten Aufträge in labGate #web angezeigt.

